

REJUVENESCIMENTO

(RESURFACING)

Rejuvenescimento Intenso

- ◆ **Downtime:** 3-5 dias com eritema e posterior formação de crosta que depende da intensidade do parâmetro. Resultado visível de 7 a 15 dias.
- ◆ Melhora a aparência geral da pele, discromia, textura, redução dos poros e rugas finas.
- ◆ Estimula a biossíntese de colágeno e favorece o processo de rejuvenescimento com baixo downtime.
- ◆ Para peles maduras e fotoenvelhecidas.

Utilizar tip de 10mm para realizar o tratamento full face.
Utilizar tip de 20 e 30mm em áreas corporais.

Parâmetros sugeridos:

FOTOTIPO	DURAÇÃO DE PULSO	ENERGIA	DISTÂNCIA	MODO
I - III	800-1000 μ s	10W	0.7mm	CW
IV - VI	<600 μ s	6W	0.8mm	CW

CW: Continuous Wave

Disparos aproximados por área de tratamento

FACE

Fotoripo I-III: 60.000 - 80.000

Fotoripo IV-VI: 40.000 - 60.000

**Utilizar no máximo 120.00 disparos*

COLO E MÃOS

Disparos: pulsos 1.5x do que é utilizado na face

- ◆ Realizar o tratamento no modo "Contínuo Holográfico".
- ◆ Tratar até alcançar o "endpoint" clínico: eritema.
- ◆ Número recomendado de tratamentos: 3 sessões.

Intervalo recomendado

Fototipos I-III: 3 a 4 semanas

Fototipos IV-VI: 6 semanas

Durante o tratamento, para maior conforto do paciente, pode-se utilizar resfriador de pele.

Reações esperadas:

- ◇ Eritema
- ◇ Edema
- ◇ Ardência

Pós-tratamento:

- ◇ Resfriamento da pele e máscaras calmante.
- ◇ Filtro Solar (FPS +30/50).
- ◇ Hidratante.
- ◇ Indicar anti-inflamatório tópico.
- ◇ Ampolas com substâncias para drug-delivery auxiliando no processo de regeneração da pele.

Rejuvenescimento Moderado

- ◇ Downtime: 3-5 dias com formação de microcrosta.
- ◇ Melhora a aparência geral da pele, discromia, textura, redução dos poros e rugas finas.
- ◇ Estimula a biossíntese de colágeno e favorece o processo de rejuvenescimento com baixo downtime.

Parâmetros sugeridos:

FOTOTIPO	DURAÇÃO DE PULSO	ENERGIA	DISTÂNCIA	MODOS
I - III	600-800µs	7-8W	0.7mm	CW
IV - VI	<400µs	5W	0.8mm	CW

CW: Continuous Wave

Disparos aproximados por área de tratamento

FACE

Fototipo I-III: 60.000 - 80.000

Fototipo IV-VI: 40.000 - 60.000

Áreas não-face: colo, mãos e braço.

Diminuir de 10% a 20% os parâmetros - Tratar até eritema.

- ◇ Realizar o tratamento no modo "Contínuo Holográfico".
- ◇ Tratar até alcançar o "endpoint" clínico: eritema.
- ◇ Número recomendado de tratamentos: 3 sessões.

Intervalo recomendado

Fototipos I-III: 3 a 4 semanas

Fototipos IV-VI: 6 semanas

Durante o tratamento, para maior conforto do paciente, pode-se utilizar resfriador de pele.

Pós-tratamento:

- ◇ Resfriamento da pele e máscaras calmante.
- ◇ Filtro Solar (FPS +30/50).
- ◇ Hidratante.
- ◇ Indicar anti-inflamatório tópico.
- ◇ Ampolas com substâncias para drug-delivery auxiliando no processo de regeneração da pele.

O Lavieen, saler facionado não ablativo com tecnologia exclusiva de varredura, é uma opção para administração de substâncias ("drug-delivery") pós-tratamento.

O cuidado pós-procedimento é importante para que os resultados sejam alcançados e otimizados.