

BB GLOW - BAIXO DOWNTIME

O protocolo BB GLOW melhora a aparência geral da pele, proporcionando um efeito glow. Como resultado temos uma pele com mais viço e uniforme, sem downtime.

Parâmetros sugeridos:

FOTOTIPO	DURAÇÃO DE PULSO	ENERGIA	DISTÂNCIA	MODO
Todos	350µs	5W	0.8mm	CW

CW: Continuous Wave

- ◆ Realizar o tratamento no modo "Contínuo Holográfico".
- ◆ Tratar até alcançar o "endpoint" clínico: eritema.
- ◆ Número recomendado de tratamentos: 1 sessão.
- ◆ Intervalo recomendado: 3 a 4 semanas.

Durante o tratamento, para maior conforto do paciente, pode-se utilizar resfriador de pele.

Pós-tratamento:

- ◆ Resfriamento da pele e máscaras calmantes.
- ◆ Filtro Solar (FPS +30/50).
- ◆ Hidratante.
- ◆ Indicar anti-inflamatório tópico.
- ◆ Ampolas com substâncias para drug-delivery auxiliando no processo de regeneração da pele.

O Lavieen, saler facionado não ablativo com tecnologia exclusiva de varredura, é uma opção para administração de substâncias ("drug-delivery") pós-tratamento. O cuidado pós-procedimento é importante para que os resultados sejam alcançados e otimizados.